

# SVEMA SANITRUST SPRAY





**Ethanolhaltiges Desinfektionsspray für alkoholresistente Oberflächen in medizinischen, lebensmitteltechnischen, tierärztlichen, industriellen, häuslichen und institutionellen Bereichen.**

Sanitrust Spray bietet ein breites Spektrum an bakterizider (einschließlich MRSA, VRE), mykobakterizider, vollständig viruzider (einschließlich aller behüllten Viren, Noro, Rota, Adeno, Polio), fungizider und levurozider Wirkung.

- Sanitrust Spray ist gebrauchsfertig.
- Tragen Sie es auf die Oberfläche auf und achten Sie dabei auf eine vollständige Abdeckung.
- Die Oberflächen müssen 30 Sekunden lang sichtbar befeuchtet bleiben, damit es wirken kann.
- Professionelle Anwendung.



## TECHNISCHE INFORMATIONEN

<b>Wirkstoff</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 g des Produkts enthalten folgende Wirkstoffe: Ethanol CAS-Nr. 64-17-5 (57 g); Propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0 (6 g)</li> </ul>			
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht parfümiert</li> <li>• Farbe: Transparent</li> <li>• Relative Dichte 20°C: 0.88 - 0.89</li> <li>• pH-Wert: 7-8.5</li> </ul>			
<b>Aufbewahrung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist in der ungeöffneten Verpackung unter normalen Lagerbedingungen 30 Monate haltbar.</li> <li>• Vor Frost schützen, zwischen 5°C und 30°C lagern.</li> </ul>			
<b>Gebrauchsanweisung</b>	1. 10-30ml/m <sup>2</sup> direkt auf die vorgereinigte Oberfläche sprühen  	2. Minuten bis 5 Minuten einwirken lassen, je nach gewünschtem Effekt  	3. Nicht abspülen, wenn nötig abwischen  	4. Wiederholen Sie den Vorgang entsprechend des gültigen Hygieneprotokolls  
<b>Gesetzliche Bestimmungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biozidprodukt PT2 und PT4. AL - andere Flüssigkeit, die unverdünnt zu verwenden ist</li> <li>• Professioneller Gebrauch</li> </ul>			
<b>Verträglichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Produkt ist kompatibel mit den meisten Oberflächen außer alkoholempfindlichen Oberflächen (Plexiglas, etc.)</li> <li>• Das Produkt wird als Desinfektionsmittel für den Lebensmittelkontakt genutzt, es ändert keine Lebensmittel(Geschmack, Geruch) nach Tetrad Test ASTM International E3009-15</li> </ul>			
<b>Hautverträglichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gute Hautverträglichkeit</li> <li>• dermatologischer Kontrolle getestet</li> </ul>			
<b>Vorsichtsmassnahmen bei der Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht verschlucken</li> <li>• Nicht mit anderen Produkten mischen</li> <li>• Biozide sicher anwenden</li> <li>• Lesen Sie vor dem Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformation</li> <li>• Inhalt/Behälter in einen zugelassenen Abfallentsorgungsbehälter entsorgen</li> <li>• Verpackung nicht wiederverwenden</li> <li>• Weitere Informationen finden Sie auf dem Produkt-Sicherheitsdatenblatt</li> <li>• In Notfällen wenden Sie sich an die nächstgelegene Giftnotrufzentrale</li> </ul>			

ANTIMIKROBIELLE AKTIVITÄT	
Wirksam gegen	Kontaktzeit
BAKTERIEN (EINSCHL. MRSA, VRE):	15 sec
LEVUROZIDE WIRKUNG: CANDIDA ALBICANS	15 sec
MYKOBAKTERIEN: (M. AVIUM, M. TERRAE)	30 sec
FUNGIZIDE WIRKUNG: ASBERGILLUS BRASILIENSIS	120 sec
VIREN: VACCINIA, HIV, HBV, HCV, ROTA, NORO	15 sec
VIREN: ADENOVIRUS	30 sec
VIREN: POLIO VIRUS	120 sec
NORMEN	EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 17387, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 16615, EN 16777, EN 1650, EN 1276

\*Studie wurde unter sauberen Bedingungen durchgeführt

VERPACKUNG	ARTIKEL-NUMMER	KARTON
Produktname		
SVEMA SANITRUST SPRAY (750 ml Bottle)	5040-90-06	6